



KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-05
CODE	AM-OSS-05
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-05



1. PL: Poluzuj sznurówkę (1) i załóż ortezę na nogę.
EN: Loosen the shoelace (1) and put the brace on your leg.



2. PL: Zawiąż sznurówki (2).
EN: Tie the laces (2).



3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy ósemkowe (3,4) na rzepy (5,6) według wskazanego kierunku.
EN: Set the proper compression and fasten the Figure 8 straps (3,4) with Velcro (5,6) according to the indicated direction.



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

